



VETIDRAL *FLASH*

Compensation de la perte d'électrolytes

La sueur du cheval contient une très forte concentration de plusieurs électrolytes. La formulation de VETIDRAL FLASH réplique à l'identique les proportions entre ces différents éléments mettant à la disposition du cheval tous les minéraux nécessaires à sa bonne récupération. Cette formulation précise garantit que les déséquilibres ne soient pas non plus aggravés.



Indications

VETIDRAL FLASH peut s'utiliser avant, pendant ou après toute situation provoquant la transpiration du cheval (compétition, entraînement, transport ou canicule).

Ingrédients

Calcium (formiate), Glycine, Sodium (citrate), Sodium (chlorure), Potassium (chlorure), Vitamine C, Magnésium, Benzoate de soude, Sorbate de potassium.

Composition

Constituants analytiques

Chlorure	54 %	Potassium	13 %	Magnésium	1 %
Sodium	31 %	Calcium	1 %		

Mode d'emploi

- Avant l'effort, en prévention de la perte d'électrolytes.
- Pendant ou après l'effort, si il n'y a pas eu d'administration préventive ou si la transpiration a été particulièrement abondante. Vider le contenu de la seringue dans la bouche du cheval. Toujours mettre de l'eau fraîche à disposition et encourager le cheval à la boire.

Présentation

Seringue de 60 g - ACL 4350381.



Produits analysés par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) dans le cadre du Programme Anti-Dopage Audevard. Détails des protocoles sur www.audevard.com